健康快拍 Health Gather

Give you 24 hours of silent companionship

Principles of Pathology

In anemia diagnosis, the color characteristics of the eyelid, particularly the degree of pallor, are key indicators. In healthy individuals, the eyelid appears reddish, reflecting sufficient levels of hemoglobin in the blood. However, when anemia occurs, hemoglobin levels drop, and the color of the eyelid tends to become pale, as the blood's oxygen-carrying capacity decreases, affecting oxygen supply to tissues.

Technically, changes in eyelid color can be captured using image processing methods. Specifically, the image processing system can decompose the eyelid image into red, green, and blue channels, and compare the value of the red channel against other color channels. Studies have shown that anemic patients often exhibit lower red channel values, with RGB channel values being similar, causing the eyelid to appear pale or pinkish. This phenomenon serves as a potential indicator for quantifying hemoglobin levels, providing a non-invasive approach for evaluating anemia.









Detection Process

Selecting a picture from your gallery or taking a new photo with the device's camera





Done

Use our app to crop

the eye area

Image-based symptom detection

Predict result



Predict Hb value is 11.48

Application Principles

Data Preprocessing



Deep Learning Classification

To address the issue of glare in the images, we implemented two methods. First, we used the HSV color space to filter out glare points with excessively high brightness or low saturation. The second method involved converting the image to grayscale and using threshold operations to detect and correct over-bright areas.

During the image segmentation stage, the UNet model was employed to automatically segment the eyelid region, allowing for precise extraction of anemia-related features. The UNet architecture consists of an encoder and a decoder: the encoder progressively captures critical features within the image to locate the eyelid, while the decoder restores these features to accurately mark the eyelid area. In deep learning classification, a deep learning model is employed to classify anemia images, using a hemoglobin (Hb) concentration threshold of 12 g/dL to determine anemia presence. The model leverages multi-level feature extraction to automatically identify anemia-related features, such as color variations in the eyelid area. To improve the model's generalization, data augmentation techniques are applied during training to diversify the dataset, enhancing the model's performance on new data and strengthening the stability and accuracy of the classification results. The model achieved an accuracy of 85% to 90% on the test set, demonstrating its reliability in anemia detection.

Regression Analysis

Regression analysis is used to quantify the severity of a patient's anemia by examining trends in hemoglobin levels. This analysis selects features closely related to eyelid color—such as hue, saturation, brightness, the R channel, the difference between R and GB channels, and grayscale—to estimate hemoglobin levels. Linear and polynomial regression models are employed to precisely predict hemoglobin fluctuations, while mean squared error (MSE) and the coefficient of determination (R²) are used to assess model performance, ensuring both predictive accuracy and interpretability.

Clinical Trials

Our team, having received approval from the Institutional Review Board, has initiated clinical trials at Shuang Ho Hospital and the Hemodialysis Center of New Civil Hospital.



<u>Taipei Medical University</u> Certificate of TMU-JIRB Approval

TAULHIB No. NNR201117 Princed Tene Step et a pinnet junctic and scenia with a marphone Principal research principal and pinnet and pinnet pinnet. Solid Step 2011; Step 201; Step 2011; Step 2011; Step 2011; Step 2011; Step 2011;

The above study will be approve by expedited review process of the TMU-Joint Institutional Review Board in meeting #111-07-2(date:2022/07/12), duration of validity is from 2022/06/18 to 2023/06/17, and must be monitored by TMU-JIRB.

According to Ministry of Health and Welfare and the relevant regulations, follow-up procedures and requirements are as below: 1. Continuing Report: Continuous report frequency is every 12 months. The report shuould be

 Community report: Communities report impairing its very is mounter the report innovation of submitted in 2 months before the end of validity (2023-04-17). The trial/study cannot going if the continuous report not approve yet.
 Final Report: The report isloadd be submitted when the trial/study complete. TMU-JIRB will

2. ritilia appet: rate ruport data statisticative for supervision stores and statisticative for an experimental statisticative for supervision stores and statisticative for supervision stores and statisticative for supervision statisticative s

Chairman

4) the W. Shen 42

TMU-IIRR Form076/2020031

laune Date: 2022/06/18

п

+ Φ104,0 R,1 9 20 0 4/R d.R.
The TBE-Joint Institutional Review Board performs its functions according to written
 operating procedures and couplies with 602 and with the applicable regulatory requirements.
 199bc05056a16dac22030c8
 TMU-BRB Feem076/2020031

臺北醫學大學暨附屬醫院聯合人體研究倫理委員會 TMU-Joint Institutional Review Board

受試者同意書

计畫名稱:藉由智	慧型手機偵測患者	黄疸與貧血的狀況
執行單位:		
雙和醫院與新國民醫院	與臺北科技大學	
计畫主持人:盧柏文	職稱:主治醫師	聯絡電話:0970747500
共同主持人:張正春	稿稿:教授	聯絡電話:0921092636
共同主持人: 鄭居霖	職稱:主治醫師	聯絡電話:0975010881
受试者姓名:	性系	N :
年龄:		
病歷號碼:		
通訊地址:		
电话:		
緊急聯絡人姓名/舆受益	(者關係:	
通訊地址:		
€16 :		
all shores do its 30 de alt sta		a •

百要是一個分號1400次後15月間。并久健健農生業大部等一些務項及機械 (1010) 631分前2 個文人農業業業業、支援高加生費合物的空間加加),10,2% 成批合約2% (2)成長業業業業、支援高加生費合物的空間加加),10,2% 約2% (2)成為2% (2)成為2% (2)成為2% (2)成為2% 約2% (2)成為2% (2)成成2% (2)成3% (2),3

TMI-JIRE Form(64/20200317



Phase Results



- To date, we have successfully enrolled over 350 participants, and recruitment is actively ongoing.
- A preliminary design for the measurement mobile application has been completed.
- An anemia detection model was initially developed with an accuracy of over 94%.

Activity

2023/07 創新創業激勵計畫 FITI



2024/03 Smart City 智慧城市展



2023/05 中科新創回娘家暨生醫學研團隊技術發表



2023/10 諾薩克百萬美金挑戰 新創 Demo Day



2024/06 InnoVex



Call for support our projects

We have secured for multiple patents for the relevant technologies to further ensure the legality and commercial applicability of our research findings, while protecting our intellectual property rights under the law.

uspto 🕅	TED STATES Ent and trademark off	Page 1 P.O. Box Alexandria, VA 22313 www.uspb				
ELE		NOWL		RECEIPT		
APPLICATION # 18/398,320	RECEIPT DATE / TIME 04/16/2024 08:04:37 AM Z ET			ATTORNEY DOCKET # 68507-330		
Title of Invention	0					
EYE IMAGE CAPTU	JRING AND PROCESSI	NG DEVIC	E			
Application Infor	mation					
APPLICATION TYPE	Utility - Nonprovisional Application under 35 USC 111(a)		PATENT #			
CONFIRMATION #	8287		FILED BY	SU YU		
PATENT CENTER #	65106515		FILING DATE	12/28/2023		
CUSTOMER #	65358		FIRST NAMED	CHENG-CHUN CHANG		
CORRESPONDENCE ADDRESS	2		AUTHORIZED BY	JUSTIN KING		
Documents			ΤΟΤΑ	L DOCUMENTS: 2		
DOCUMENT		PAGES	DESCRIPTION	SIZE (KB)		
poa1.pdf		1	Power of Attorney	2601 KB		
poa2.pdf		1	Power of Attorney	4643 KB		
Digest						

DCUMENT	MESSAGE DIGEST(SHA-512)
a1.pdf	D464BFD67367C68880B1BCC48D4A693E8C8FED44C9ED1809
	76393526FFF7408CF6F92FE198A49B2EE5B21DFFA3C0C0D48
	2C5365995B7C0471C91B38CDC32AEA4

DOCUMEN

1111 10 00 56 01 - TOA			1. St.		
111 回會院数:1830	2027 R. F. 112 (2024) (T	02 8 21 8			
[45] 280 : 940	461R3/14	(2006 01)	46185/145	(2006.01)	
tory and en .	A6185/398	(2021.01)	G06T1/00	(2006.01)	
	G06V40/10	(2022.01)	G08B21/18	(2006.01)	
			發展	明	全8頁
	THE ALL AND DO AN AD AN AD	-	//-		
[54] 名 例: 取音	\$P\$\$P\$\$P\$\$P\$\$P\$\$P\$\$P\$\$P\$\$P\$\$P\$\$P\$\$P\$\$P\$	直 [22] 由語曰 · d	1 20 ER FE 111 (20	an) (# 12 E	20 🗖
[72] \$3 HE 人 · 2E T	古の033	CHENG-CHUN	· 庫柏文 (TW)	111 PO.WE	N
【71】由請人: 國位	7審北科技大學	NA'	TIONAL TAIPE	LUNIVERSI	TY OF
and a second second		TEC	HNOLOGY		
臺北	比市大安區忠孝東	路三段1號			
臺北	比醫學大學	TAI	PEI MEDICAL	UNIVERSIT	Y
臺北	比市信義區吳興街	250 號			
【74】代理人: 楊代	的				
【56】参考文獻:					
CN 183890	9A	CN	106061373A		
CN 111048	210A	CN	114938952A		
CN 20/492	/540	05	2022/0361/4	1441	
 一種眼部影像擬 像拍攝模組,該 一應用程式,安 料處理,用以根 成自拍,進而產 	取處理裝置,該5 影像拍攝模組用以 裝於該可攜式使F 據一預設狀態被3 生對應該眼部的-	装置包含:一可想 以拍攝一使用者 用者裝置主體中 滿足時完成自拍或 一待診斷影像。	■式使用者裝置 2一眼部而產生- 用以接收該即 配是產生一指示(主體·其上 一即時影像 一即時影像 高號來指示 記	设置有一景 編料;以及 世進行一讀 亥使用者完
 如請求項1所述 將自拍完成之一 	之影像摄取處理等原始影像處理成長	装置·其中該應用 度近真實颜色的認	月程式中包含一1 該待診斷影像・	色彩校正演算	順法・用以
 如請求項2所述 式使用者裝置主 為一環境光影響 講感測晶片收集 行調整,進而達 診斷影像。 	之影像摄取處理想 體,用以收集拍批 消除光識法,其能 之該光識分布狀認 到將環境光對該原	裝置,其中更包含 醫時的環境完之一 包含下列步聯:計 兄;以及利用該升 原始影像之色偏景	1一光譜感測品 一光譜分布狀況 1920日拍完成之前 21譜分布狀況來 1921日 21譜沙除而處理 19	H, 信號連接 , 而該色影 家原始影像 對該原始影響 或接近真實 書	要至該可攫 交正演算法 ;接收該光 象之色澤進 原色的該待
 如請求項3所述 裝置主體・用以 收集到至少包含 照射・而該第二 	之影像摄取處理 對該使用者之該 有兩種狀態:一部 狀態為未有該光調	装置・其中更包含 長部發光照射・修 高一狀態與一第二 原對該眼部照射・ は該面軸影像つ名	1 一光源、信號 把得該光譜感測 二狀態、該第一部 而將該第一狀 個影響進行等	連接至該可 晶片或該影響 状態為該光調 態的成像資調 全的效果。	書式使用者 象拍攝模組 原對該眼部 R減去一第 5.將該原始
二狀態的成像資 影像處理成接近	an · 使可以得到3 真實顏色的該待該	今新影像・	5 HE TO HE ALL 13 ANT		119 80.19104
二狀態的成像資 影像處理成接近 5. 如請求項2所述 自動色偏校正演	前、便可以得到 真實顏色的該待該 之影像攝取處理 算法,其包含下引	5000000000000000000000000000000000000	》校正演算法則 第一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	為一環境光 影像;以及和	影響消除之 別用一標準

發明第	I 836827	號	
費 明 名 稱 : 眼部影像指	御取處理裝置		
專利權人:國立臺北科	技大學、臺北	醫學大學	
發明 人:張正春、盧桂	白文		
\$%和规则时: 自2024 年:	3月21日至204	42年12月28	3日止
土開發明樂經專利權人依專利法	之規定取得專利權		
經濟部智慧財產局 局長	J	象承)	或
			ROPORES